

품목별 작동상태 점검표

※ 해당 점검표는 연장대여 동의자가 작성 또는 확인하시기 바랍니다.

구분	조사항목	적합	부적합	해당없음
전동/수동 침대	등받이, 다리판, 상·하 움직임이 정상적으로 작동하는가?	☐	☐	☐
	사용 시 소음 등이 심하게 발생하는가?	☐	☐	☐
	사이드레일(난간)의 흔들림이 없는가?	☐	☐	☐
	사이드레일(난간)이 정상적으로 탈부착이 가능한가?	☐	☐	☐
	식탁이 기울어짐 없이 정상적으로 작동하는가?	☐	☐	☐
	전체적 구조 및 바퀴의 흔들림이 없고 파손된 부분이 없는가?	☐	☐	☐
	리모콘이 정상적으로 작동하는가?	☐	☐	☐
수동 휠체어	매트리스가 찢어지거나 심하게 가라앉은 부분이 있는가?	☐	☐	☐
	등받이 조절(틸팅 기능), 팔·발걸이 높이조절 등이 정상적으로 작동하는가?	☐	☐	☐
	육안 상 프레임에 뒤틀림이 없고, 방향조절이 원하는 대로 이루어지는가?	☐	☐	☐
	타이어 공기압 및 마모상태가 양호한가?	☐	☐	☐
	브레이크는 정상적으로 작동하는가?	☐	☐	☐
	부속품의 파손된 부분이 있는가?	☐	☐	☐
욕창예방 매트리스	나사, 볼트 등이 돌출되지 않았는가?	☐	☐	☐
	정상적으로 공기 주입 및 상태유지가 이루어지는가?	☐	☐	☐
이동욕조	찢어지거나 파손된 부분이 있는가?	☐	☐	☐
	배수는 정상적으로 이루어지는가?	☐	☐	☐
	리모콘이 정상적으로 작동하는가?	☐	☐	☐
목욕 리프트	안전벨트는 정상적으로 작동하는가?	☐	☐	☐
	사용 시 소음 등이 심하게 발생하는가?	☐	☐	☐
	부속품의 파손된 부분이 있는가?	☐	☐	☐
	외형상 찌그러지거나 뒤틀린 부분이 있는가?	☐	☐	☐
경사로	미끄럼 방지패드의 부착 및 마모 상태가 양호한가?	☐	☐	☐
배회 감지기	(GPS) 수급자 위치를 표시하는가? (오차범위 감안하여 판단, 건물 내부일 경우 부정확)	☐	☐	☐
	(GPS) 버튼이 정상적으로 작동하는가?	☐	☐	☐
	(매트) 알림이 정상적으로 작동하는가?	☐	☐	☐
	배터리 수명 단축으로 인해 불편감을 느끼는가?	☐	☐	☐